

Advance72

Product
Overview 5.0



Specsavers
Advance
Enjoy your world from every angle



SoundSuite OS

Advance 72 beschikt over SoundSuite OS™, een zeer gevanceerde signaalverwerkingssysteem dat een aangepaste en gepersonaliseerde oplossing biedt.

Belangrijkste eigenschappen

SoundSuiteOS

Nu, inclusief een nieuwe luisteromgeving, spraak in veel lawaai, met een (maximaal) aantal van 8 verschillende luisteromgevingen.

ActiveFocus

Verbeterde signaal/ruis-verhouding voor één-op-één gesprekken in rumoerige omgevingen.

360 gesprek in auto handmatig programma

Richt zich automatisch op spraak van medepassagiers, ongeacht de richting van waaruit zij spreken.

Advance 72 hoortoestellen

Advance 72 hoortoestellen zijn ontworpen voor een beter draagcomfort en gebruiksgemak.

Receiver-in-canal (RIC)



Advance 72 312

Onze kleinste RIC met traditionele batterij en directe connectiviteit



Advance 72 R

Ons kleinste oplaadbare toestel met directe connectiviteit



Advance 72 RT

Oplaadbaar toestel met luisterspoel en directe connectiviteit

Achter-het-oor (AHO)



Advance 72 UP

Ultra power AHO met traditionele batterij en directe connectiviteit



Advance 72 SP

Super Power AHO met traditionele batterij, luisterspoel en directe connectiviteit



Advance 72 PR

Oplaadbare AHO met directe connectiviteit



Advance 72 M

Kleinste AHO met traditionele batterij, luisterspoel en directe connectiviteit



Platinum (P6)



Pewter (P7)



Sand (R8)



Espresso (P4)

RIC charger

Easy Line charger met magnetische retentie, die het makkelijker maakt voor cliënten om toestellen te plaatsen en te verwijderen



AHO charger

Easy Line charger voor Advance 72 PR AHO





Hearing Remote app

De Hearing Remote app is vernieuwd en heeft een nieuwe look and feel, een eigentijds ontwerp waarmee op eenvoudige wijze personalisaties kunnen worden gedaan. Dit maakt het voor cliënten mogelijk hun hoortoestellen moeiteloos te bedienen en eventueel wijzigingen aan te brengen.

De nieuwe personalisatie opties maken het de cliënt ook mogelijk om te kiezen tussen programma foto's of icoontjes, of de programmanaam aan te passen naar de locatie of het moment op de dag waar het programma vooral gebruikt wordt.

Cliënten die de voorkeur hebben voor de traditionele Hearing Remote interface kunnen kiezen voor de "klassieke" modus. Wil de cliënt meer mogelijkheden, dan is "geavanceerd" de beste keuze.





Welkomst scherm

Home scherm 'Geavanceerde modus'

Lifestyle scherm

Hoortoestellen scherm

Support scherm

App-Modus scherm


Clënten hebben ook toegang tot lifestyle data inclusief stappenteller, activiteit tracking en een verbeterde weergave van statistieken waarmee zij hun luisteromgevingen kunnen bekijken, dankzij Capture All.

De app biedt onder Support veel materialen die cliënten ondersteunen tijdens de proef en daarna, waaronder Tips en Veelgestelde vragen.

Connectiviteit

Clënten kunnen hands-free bellen en muziek, podcasts en andere media direct streamen naar hun Bluetooth® hoortoestellen met Made-For-All techniek. Advance 72 kan zelfs tegelijkertijd verbinden met twee verschillende apparaten!

Accessoires



De Hearing Remote app*

Personalisatie binnen handbereik.



PartnerMic

PartnerMic is een eenvoudig te gebruiken microfoon voor een-op-een gesprekken.

RogerDirect™

roger

Voor uitdagende luistersituaties, zoals vergaderingen, gesprekken in rumoer, of op afstand. Een Roger™ microfoon kan een goede uitbreiding zijn voor de cliënt.



Remote Control

De cliënt kan discreet volume of programma's wijzigen met de Remote Control.



TV Connector

Draadloos favoriete media streamen in stereo? Dat doet de cliënt met de TV Connector.

* Voor gebruik van de Hearing Remote app dienen de Advance hoortoestellen te beschikken over Bluetooth connectiviteit. De Hearing Remote app werkt op Apple en Android smartphones. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de U.S. en andere landen. App Store is een service mark van Apple Inc. Google Play en Google Play logo zijn handelsmerken van Google Inc.



In het kort

Beschikbaar in alle technologieniveaus

Geluidsstabilisatie

- > Pulse Protector 2
- > Wind control
- > Feedback manager
- > Natural Sound

Gemak en comfort

- > Hearing Remote app*
- > TV Connector
- > Remote Control
- > PartnerMic
- > RogerDirect
- > Wireless synchronization
- > Binaurale Telefoon**

Microfoon opties

- > Adaptieve directionaliteit
- > Vaste directionaliteit
- > Vast brede directionaliteit
- > Omni directionaliteit

Aanpassing

- > First fit
- > Automatische Adaptatie Manager
- > Frequentie compressie 2
- > Tinnitus maskeerder
- > Handmatige programma's
- > IntelliVent
- > Automatische REM***

Ervaringsinnovaties

Digitale Oplossingen

- > Remote adjust
- > Tutor
- > Capture All

Personalisatie

- > Equalizer
- > Helderheid en comfort knoppen**
- > Optionele app programma's**

** Niet beschikbaar in 272 technologieniveau


*** Beschikbaar vanaf Aura:fit 5.6 voor Primus Pro, Unity 3, Affinity Suite en Aurical Freefit

SoundSuite OS


		672	572	472	372	272
Omgevings- classificatie	Aantal luisteromgevingen	8	6	4	2	AutoMic
	Gesprek in veel lawaai	•				
	Gesprek in een grote groep	•				
	Gesprek in een kleine groep	•	•			
	Muziek	•	•			
	Lawaai	•	•	•		
	Rustig	•	•	•		
	Gesprek in rust	•	•	•	•	
	Gesprek in lawaai	•	•	•	•	
	Aantal streaming omgevingen	2	2	2	2	2
	Media spraak	•	•	•	•	•
Media muziek	•	•	•	•	•	
Geluidsoptimalisatie en -prestaties	ActiveFocus	•	•			
	Auto Target Pro	•				
	Auto Target		•			
	Gesprek in veel lawaai (handmatig programma)	•	•			
	360 gesprek in auto (handmatig programma)	•				
	Dynamic noise reduction	•	•			
	Soft speech intensifier	•	•	•		
	Sound Mapping	•	•	•		
	Pinna Effect	•	•	•	•	•
	Speech intensifier	•	•	•	•	•
	Noise reduction	•	•	•	•	•
Hardware features	Tap control*	•	•	•	•	
	Made-for-all directe connectiviteit	•	•	•	•	•
	Luisterspoel**	•	•	•	•	
Fine-tuning kanalen		20	20	16	12	12

Aanpasbereik


RIC




S receiver



M receiver




P receiver



UP receiver

AHO



Toonbocht

- Open dome/cap dome
- Vented dome
- - - Power dome or sleeve mold

- - Slim tube

*Alleen in oplaadbare modellen
**Alleen in Advance 72 RT en UP