


















Overzicht hoortoestellen Specsavers Advance Signia

Toestel	Leverancier	Aanpasssoftware	Interface	App voor gebruiker
Specsavers Advance X81				
<p>Advance X81 R / RT</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p> <p>TE COMBINEREN MET CROS RIC</p>	<p>Specsavers Connexx 2.0</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>
<p>Advance X81 R BC T</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p> <p>TE COMBINEREN MET CROS RIC BC T</p>	<p>Specsavers Connexx 2.0</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>

<p>Advance X81 SlimRic</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p> <p>TE COMBINEREN MET SLIMRIC CROS</p>	<p>Specsavers Connexx 2.0</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>
<p>Advance X81 IF CIC Li</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p>	<p>Specsavers Connexx 2.0</p> 	<p>Connexx Air</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>Geen Bluetooth mogelijk (merknaam: Advance)</p>
<p>Advance X81 CIC / IIC</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p>	<p>Specsavers Connexx 2.0</p> 	<p>Connexx Air</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>Geen Bluetooth mogelijk (merknaam: Advance)</p>









Specsavers Advance X80

<p>Advance X80 R / RT / 312</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p> <p>TE COMBINEREN MET CROS RIC</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>
<p>Advance X80 OTE Li</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p> <p>TE COMBINEREN MET CROS RIC</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>
<p>Advance X80 OTE 13 batterij</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p> <p>TE COMBINEREN MET CROS RIC</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>

<p>Advance X80 P 13 batterij</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p> <p>TE COMBINEREN MET CROS RIC</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>
<p>Advance X80 SP 675 batterij</p> 	<p>WSA / Signia</p> <p>Tel: 088-1466600</p> <p>TE COMBINEREN MET CROS RIC</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>

Specsavers Advance X19

<p>Advance X19 OTE Li</p> 	<p>WSA / Signia Tel: 088-1466600</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>
<p>Advance X19 P / SP Li</p> 	<p>WSA / Signia Tel: 088-1466600</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>

<p>Advance X19 SP Li</p> 	<p>WSA / Signia Tel: 088-1466600</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>
<p>Advance X19 IF CIC 10 batterij</p> 	<p>WSA / Signia Tel: 088-1466600 CAT 4. EN 5. TE COMBINEREN MET CROS IF 19</p>	<p>Specsavers Connexx of Rexton</p> 	<p>Connex Air</p>  <p>(Of bedrade Noahlink)</p>	<p>My Remote app</p>  <p>(merknaam: Advance)</p>

Overzicht hoortoestellen Specsavers Advance Unitron

Toestel	Leverancier	Aanpasssoftware	Interface	App voor gebruiker
Specsavers Advance X72 en X71				
<p>Advance X72 / X71 312</p> 	<p>Unitron</p> <p>Tel: 088-6008850</p>	<p>Aurafit</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Hearing Remote app</p> 
<p>Advance X72 / X71 R</p> 	<p>Unitron</p> <p>Tel: 088-6008850</p>	<p>Aurafit</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Hearing Remote app</p> 

<p>Advance X72 / X71 RT</p> 	<p>Unitron</p> <p>Tel: 088-6008850</p>	<p>Aurafit</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Hearing Remote app</p> 
<p>Advance X72 M312 batterij</p> 	<p>Unitron</p> <p>Tel: 088-6008850</p>	<p>Aurafit</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Hearing Remote app</p> 
<p>Advance X72 / X71 PR</p> 	<p>Unitron</p> <p>Tel: 088-6008850</p>	<p>Aurafit</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Hearing Remote app</p> 

<p>Advance X72 SP 13 batterij</p> 	<p>Unitron Tel: 088-6008850</p>	<p>Aurafit </p>	<p>Noah Link Wireless </p>	<p>Hearing Remote app </p>
<p>Advance X72 / X71 UP 675 batterij</p> 	<p>Unitron Tel: 088-6008850</p>	<p>Aurafit </p>	<p>Noah Link Wireless </p>	<p>Hearing Remote app </p>

<p>Advance X71 Non Wireless IHO 312/10 batterij</p> 	<p>Unitron Tel: 088-6008850</p>	<p>Aurafit</p> 	<p>Noah Link met kabels</p>  <p>Of Hipro</p>	<p>Geen app beschikbaar ivm Geen bluetooth in het hoortoestel.</p>
---	-------------------------------------	---	---	--

Overzicht hoortoestellen Specsavers Advance GN Resound

Toestel	Leverancier	Aanpasssoftware	Interface	App voor gebruiker
Specsavers Advance X65				
<p>Advance X65 micorRIE R / miniRIE RX</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p> <p>CAT. 5 TE COMBINEREN MET CROS MICRORIE</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 
<p>Advance X65 RIE 312 batterij</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p> <p>CAT 5. TE COMBINEREN MET CROS MICRORIE</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 

<p>Advance X65 SP oplaadbaar</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 
<p>Advance X65 SP 675</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 
<p>Advance X65 Non Wireless CIC / ITC</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link of Hipro</p> 	<p>Geen app beschikbaar ivm Geen bluetooth in het hoortoestel.</p>

Specsavers Advance X64

<p>Advance X64 micorRIE R / miniRIE RX</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p> <p>CAT. 5 TE COMBINEREN MET CROS MICRORIE</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 
<p>Advance X64 RIE 312 batterij</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p> <p>CAT. 5 TE COMBINEREN MET CROS MICRORIE</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 

<p>Advance X64 BTE oplaadbaar</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p> <p>CAT. 5 TE COMBINEREN MET CROS BTE</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 
<p>Advance X64 PBTE oplaadbaar</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p> <p>CAT. 5 TE COMBINEREN MET CROS BTE</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 
<p>Advance X64 ITC / ITE</p> 	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p>	<p>Advance Pro</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Bemore app</p> 

<p>Advance X64 Non Wireless CIC X</p>  A small, black, oval-shaped hearing aid device with a circular opening on the front.	<p>GN Resound Tel: 026-3195000</p>	<p>Advance Pro</p>  The logo for Advance Pro, featuring the word "Advance" in a stylized font with a green 'v' and "Pro 2.3.334.43" in smaller text below it. <p>Advance Pro 2.3.334.43</p>	<p>Noah Link of hipro met kabels</p>  A black, curved hearing aid device with a red and blue light on top, connected to a black cable with a small circular component at the end.	<p>Geen app beschikbaar ivm Geen bluetooth in het hoortoestel.</p>
--	--	---	--	--

Overzicht hoortoestellen Specsavers Advance Bernafon

Toestel	Leverancier	Aanpasssoftware	Interface	App voor gebruiker
Specsavers Advance X90				
<p>Advance X90 miniRITE T /TR</p> 	<p>Bernafon</p> <p>Tel: 020-5451090</p>	<p>Oasis NXT custom</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Remote Link 2 app</p> 
<p>Advance X90 miniBTE T / RT</p> 	<p>Bernafon</p> <p>Tel: 020-5451090</p>	<p>Oasis NXT custom</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Remote Link 2 app</p> 
<p>Advance X90 BTE 105</p> 	<p>Bernafon</p> <p>Tel: 020-5451090</p>	<p>Oasis NXT custom</p> 	<p>Noah Link Wireless</p> 	<p>Remote Link 2 app</p> 